



# NEAUVIA™

---

## EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN

---

Die Neauvia Organic Linie bietet Produkte zur Auffüllung von Gewebsverlusten. Es garantiert natürliches Aussehen und minimiert das Risiko von Nebenwirkungen. Neauvia Organic wird mit Hyaluronsäure hergestellt, welches vom apathogenen Stamm der Bacillus-subtilis entspringt. Dieser Bacillus-subtilis (ein Probiotikum) erhöht gezielt die Sicherheit der Behandlung und ermöglicht reaktive Reaktionen, welche durch Proteinrückstände verursacht werden, zu vermeiden. In vielen Laborversuchen, bewies die jüngste mikrobiologische Forschung, dass ein Bakterium über ein äußerst wirksames Waffenarsenal gegen pathogene Bakterien und Pilze verfügt.

---

---

# Stimulate

---

---

Neauvia Organic Stimulate ist auf vielen Ebenen ein einzigartiges Produkt. In erster Linie enthält es bis zu 1% aus Hydroxylapatit (hydroxyliertes Calciumphosphatsalz) und es bietet auch eine der höchsten Konzentrationen aus stabilisierten, hochkonsistenten Natriumhyaluronat - 26mg/ml. Das Produkt kombiniert Eigenschaften der biologischen Aktivitäten und Biokompatibilität von Hyaluronsäure, somit ist der gewebeauffüllende Effekt und Beständigkeit gegen den biologischen Abbau garantiert. Es kann zum Füllen von Gewebsverlusten verwendet werden oder um die Kollagenproduktion zu stimulieren. Empfohlen wird Neauvia Organic Stimulate bei Volumenkorrekturen und Verbesserung der Gewebsdichte anzuwenden; an jeder Körperstelle auf welcher eine Auffüllung nötig ist. Verabreichungstechnik: *subkutan*.

## Eigenschaften:

- Hydrogel mit Hyaluronsäure gewonnen aus einem nicht-pathogenen Bakterium. Einzigartige Kombination von Filler und Biostimulation.
- Enthält Mikrosphären aus Calciumhydroxyapatit, welche die Kollagenproduktion stimulieren. Hohe Konzentration von HA mit 26mg/ml und 1% Kalziumhydroxylapatit.
- Innovative Technologie zur Gewinnung von Hyaluronsäure, wodurch die Verwendung von organischen Lösungsmitteln ausgeschlossen werden können. Sehr effektives Reinigungsverfahren.
- Ultrasicher durch Bacillus Subtilis und PEG Einphasen-Gel mit hoher biokompatibler Struktur, die dem menschliche Gewebe ähnlich ist.
- Klinisch geprüft

## Vorteile:

- Hohe Effizienz, Flexibilität, Biokompatibilität, keine Migration
- Geringes Risiko einer Immunreaktion
- Natürliches Aussehen und Wohlbefinden des Patienten
- Langsamer Abbau und langanhaltendes natürliches Resultat

## ORGANIC STIMULATE Bio Active Filler

Neauvia Organic Stimulate ist ein einzigartiges Produkt, das nicht nur den Effekt von Füllung und Volumen, sondern ebenso eine langanhaltende Biostimulation erzielt. 26mg/ml HA werden mit 1% Kalziumhydroxylapatit, einem Mineral, das auf natürliche Weise im Organismus des Menschen produziert wird, ergänzt. Stimulate ist jedes Mal eine ideale Wahl, wenn ein Patient sich über einen Mangel an Volumen und Dichte beklagt. Das Produkt füllt sofort das Gewebe auf, verleiht die gewünschte Form und Volumen und verbessert nach und nach die Hautqualität. Der Prozess der Neokollagenese gestattet es, eine längerfristig wirksame Korrektur zu erreichen. Stimulate wird aus einer hochreinen Quelle von Hyaluronsäure (Heustäbchen, Bacillus Subtilis) mit PEG-Polymervernetzung unter Verwendung der IPN-Technologie hergestellt. Kalziumhydroxylapatit, das in den Füllern von Neauvia verwendet wird, besteht aus kleinen Partikeln (8-12 µm) und verteilt sich gut im Hydrogel-Cluster. Dies sorgt für Stabilität der Partikel und macht es für diese unmöglich, zu migrieren.



Konzentration

HA 26 mg/ml 1ml, PEG-Vernetzung



Spritze

1 x 1ml



Enthält

1% CaHa



Indikation

Der hochdichte Filler ist für die volumetrische Korrektur von Wangenknochen, des Kinns, der Schläfen, des Unterkieferrandes vorgesehen, ebenfalls zum Auffüllen tiefer Falten, zur Biostimulation und Revitalisierung.



## ORGANIC STIMULATE MAN Bio Active Filler

Der Alterungsprozess und die Struktur der männlichen Haut unterscheiden sich von der weiblichen. Die Alterung verläuft unterschiedlich. Die männliche Haut verliert Volumen, Dichte und Elastizität des Gewebes. Um die Anzeichen des Alterns zu verringern und ein jugendliches, energisches Aussehen zu erhalten, ist ein ganzheitliches Vorgehen notwendig. Stimulate Man ist der erste auffüllende Filler, der aus zwei Komponenten besteht. Es enthält 28 mg/ml Hyaluronsäure hoher Viskosität, welches in der Lage ist, sich lange im Gewebe zu halten, sowie 1% Kalziumhydroxylapatit, welches einen zusätzlichen stimulierenden Effekt hat, indem es die Fibroblasten zur Stimulierung des Kollagens aktiviert. Stimulate Man wird aus Hyaluronsäure hergestellt, die aus *Bacillus Subtilis* gewonnen und mit PEG-Polymer unter Verwendung der IPN-Technologie vernetzt wird. Kalziumhydroxyapatit, welches in den Füllern von Neauvia® verwendet wird, hat eine geringe Partikelgröße von 8-12 µm und ist im Hydrogel gut verteilt. Dies sichert die Stabilität der Partikel und gibt diesen keine Möglichkeit zur Migration.



Konzentration

HA 26 mg/ml 1ml, PEG-Vernetzung



Spritze

1 x 1ml



Enthält

1% CaHa



Indikation

Wiederherstellen von Volumen, Auffüllen tiefer Nasen-Lippen-Falten, Stimulation des Kollagens.



---

---

# Intense

---

---

Es handelt sich um einen Filler mit hoher Dichte für die Volumenmodellierung, die Korrektur tiefer Falten, besonders bei dicker Haut, für die Korrektur von Konturen und Volumen von Lippen, für Intimplastik. Es kann zur Auffüllung des Gewebes, Volumenmodellierung, sowie zur Verbesserung der Hydratation und Hautfestigkeit verwendet werden. Verabreichungstechnik: *subkutan*.

## ORGANIC INTENSE Bio Active Filler

Dieses Produkt enthält mit 24 mg/ml die maximal zulässige Konzentration an Hyaluronsäure. Wie alle Füllstoffe von Neauvia ist es aus einer hochreinen Quelle von Hyaluronsäure (Heustäbchen, *Bacillus Subtilis*) und mit PEG vernetzten Polymeren zum Erhalt eines Hydrogels mit 3D-Matrix hergestellt. Intense sorgt für phantastische Volumenergebnisse und formt die Injektionsbereiche auf natürliche Weise. Durch die einzigartigen rheologischen Eigenschaften wird Intense schnell aufgenommen, was dabei hilft, das gewünschte Ergebnis zu erhalten

### Eigenschaften:

- Hydrogel mit Hyaluronsäure, gewonnen aus einem nicht-pathogenen Bakterium.
- Enthält Mikrosphären aus Calciumhydroxyapatit, welche die Kollagenproduktion stimulieren.
- Innovative Technologie zur Gewinnung von Hyaluronsäure, wodurch die Verwendung von organischen Lösungsmitteln ausgeschlossen werden können. Sehr effektives Reinigungsverfahren.
- Die Gelstruktur ist der Struktur des Hautgewebes ähnlich.
- Mit 24 mg/ml die höchste Konzentration von HA auf dem Markt, dabei hohe Viskosität.
- Ultrasicheres HA-Molekül durch *Bacillus Subtilis* und PEG-Vernetzung.
- Möglichkeit der Anwendung nicht nur im Gesicht und am Körper, sondern auch bei der Korrektur der Intimzonen.
- Einphasen-Gel mit hoher Biokompatibilität.

### Vorteile:

- Hohe Effizienz, Flexibilität, Biokompatibilität, keine Migration
- Geringes Risiko einer Immunreaktion
- Natürliches Aussehen und Wohlbefinden des Patienten



Konzentration HA 24 mg/ml 1ml, PEG-Vernetzung



Spritze 1 x 1ml



Indikation Korrektur tiefer Falten und Volumenregeneration in den schwierigsten Fällen.



## ORGANIC INTENSE LV Bio Active Filler

Dieses Produkt enthält mit 26 mg/ml eine hohe Konzentration an Hyaluronsäure. Wie die gesamte Produktion von Neauvia wird es aus hochreinen Molekülen von Hyaluronsäure (Bacillus Subtilis) und PEG-vernetzten Polymeren, die durch IPN-Technologie gewonnen werden, hergestellt. Dies ergibt phantastische Volumenresultate an den Stellen, an denen die Injektionen durchgeführt wurden. Durch die Vorteile der IPN-Technologie wird Intense LV schnell im Gewebe aufgenommen, wodurch die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. Es handelt sich um einen Filler mittlerer Dichte für mittelstark ausgeprägte Falten, Volumenmodellierung auf zarter Haut, die Korrektur von Lippenkonturen, der perioralen Zone, von Hals, Kinn, Nase, dem Handrücken, den Füßen.

Eigenschaften:

- Hohe HA-Konzentration und hohe Viskosität.
- Ultrasicheres HA-Molekül dank Bacillus subtilis und PEG-Polymervernetzung.
- Optimale rheologische Eigenschaften ermöglichen es, eine qualitativ hochwertige und natürliche Korrektur zu erreichen.



Konzentration

HA 26 mg/ml 1ml, PEG-Vernetzung



Spritze

1 x 1ml



Indikation

Korrektur tiefer Falten und Volumenregeneration in den schwierigsten Fällen.



## ORGANIC INTENSE LIPS Bio Active Filler

Dieser Filler wurde speziell für Schleimgewebe entwickelt. Zum Erreichen optimaler Ergebnisse im Bereich der Lippen enthält er 24mg/ml HA. Er ermöglicht es, natürliche Lippenlinien anzulegen, ihre Konturen zu ändern und das Volumen zu vergrößern. Der Filler Intense Lips verfügt aufgrund der Verwendung sicherer Materialien im Herstellungsprozess (BSHA, PEG) und die Anwendung hochmoderner IPN-Technologien über ausgeprägte und ungewöhnliche Eigenschaften eines Hydrogels. Dieses speziell entwickelte Präparat verleiht durch Polymerketten eine besondere Elastizität und gestattet es, mechanische Einwirkungen, denen der Bereich der Lippen ausgesetzt ist, zu überwinden. Dies gestattet es, ein natürliches sensorisches Empfinden zu erreichen.

Eigenschaften:

- Optimale Menge an HA für einen natürlichen Effekt und Patientenkomfort
- Hohe Qualität des Rohstoffs (BSHA und PEG)
- Reale 3D-Strukturen durch IPN-Technologie
- Langsamer Abbau und langfristige Resultate



Konzentration

HA 24 mg/ml 1ml, PEG-Verknüpfung



Spritze

1 x 1ml



Indikation

Modellierung und Volumen von Lippen



## ORGANIC INTENSE MAN Bio Active Filler

Unter Berücksichtigung der Unterschiede im Gewebe von Männern und Frauen und ihrer unterschiedlichen subjektiven Erwartungen an die ästhetische Medizin stellen wir mit Stolz das erste und einzige Produkt für Männer Intense Man vor. Die spezielle Formel mit der höchsten Konzentration von HA mit 28mg/ml und der hohen Viskosität des Produkts passen ideal zur dickeren Haut und dem schnelleren Alterungsprozess beim Mann. Intense Man kann zum Aufbau von Volumen im Bereich von tiefen Falten verwendet werden. Wie alle Filler von Neauvia® ist es aus der hochreinen Quelle Hyaluronsäure (Heustäbchen) mit PEG-Polymervernetzung unter Verwendung der IPN-Technologie hergestellt.

Eigenschaften:

- Hohe Konzentration von Hyaluronsäure für ein effektives und langanhaltendes Ergebnis
- Weltweit einzigartiges Produkt für den Mann
- Hohes Niveau der Rohstoffqualität (BSHA und PEG)
- Langsamer Abbau und langanhaltende Wirkung



Konzentration HA 28 mg/ml 1ml, PEG-Vernetzung



Spritze 1 x 1ml



Enthält 1% CaHa



Indikation Wiederherstellen von Volumen, Auffüllen tiefer Nasen-Lippen-Falten.



## ORGANIC INTENSE ROSE Bio Active Filler

Der Filler Intense Rose wurde zur Wiederherstellung von Gesundheit und Schönheit in der Intimzone entwickelt und ist zur Korrektur von Lipoathrophie und die Regeneration von Gewebewolumen vorgesehen. Er ist durch eine mit 28 mg/ml hohe Konzentration von Hyaluronsäure und hohe Viskosität des Hydrogels charakterisiert, was eine 100%-ige Zufriedenheit für die Patientin bedeutet. Intense Rose ist die Kombination von Effektivität, Sicherheit und Langlebigkeit. Wie alle Filler von Neauvia wird es aus hochreinem Hyaluronsäuremolekül (Bacillus subtilis) und PEG-vernetzten Polymeren, die durch IPN-Technologie gewonnen werden, hergestellt.

Eigenschaften:

- Hohe HA-Konzentration und hohes Viskositätsniveau zum Erzielen eines großartigen Volumeneffekts
- Hohe und sichere Qualität klinisch erprobter Rohstoffe
- Einzigartige Produkte für spezielle Anwendungen



Konzentration HA 28 mg/ml 1ml, PEG-Verknüpfung



Spritze 1 x 1ml



Indikation Filler für Intimplastik



---

---

# Hydro Deluxe

---

---

## ORGANIC HYDRO DELUXE Bio Active Filler

Mesotherapie ist eine der populärsten kosmetischen Behandlungen, die in der Lage ist, die Hautqualität bedeutend zu verbessern. Ihr Ziel ist es, die aktiven Substanzen direkt in die Haut einzubringen und diese sofort zu hydrieren. Der Erfolg der Behandlung hängt im besonderen Maß von der Qualität des einzubringenden Produkts und von der Wiederholung der Behandlungssitzungen ab. Neauvia® Organic Hydro Deluxe enthält 18 mg/ml reine Hyaluronsäure, die aus *Bacillus Subtilis* gewonnen wird. Eine so hohe Konzentration ermöglicht es, sehr gute Ergebnisse zu erzielen, die bereits ab der ersten Anwendung sichtbar sind. Es enthält ebenfalls 0,01% Kalziumhydroxylapatit zur zusätzlichen Kollagenstimulierung. Dies ermöglicht es, ein optimales Behandlungsergebnis zu erzielen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Kurs aus 4 Behandlungen alle drei Wochen durchzuführen. Nach Abschluss der Behandlung wird empfohlen, diese zum Erhalt des Effekts jedes halbe Jahr zu wiederholen. Dieses Arzneimittel kann auf Körper und Gesicht angewendet werden. Die Hydratation, Festigkeit und die Flexibilität der Haut wird verbessert und das Produkt eignet sich zur Behandlung und Prophylaxe von übermäßiger Hautschlaffheit. Verabreichung - oberflächlichen, subkutanen Ebene.

### Eigenschaften:

- Hydrogel mit nicht-vernetzter Hyaluronsäure, gewonnen aus einem nicht-pathogenen Bakterium.
- Mikrokugeln aus Calciumhydroxyapatit mit einem durchschnittlichen Durchmesser von 8 Mikrometer. Wirkt sich auf die Flexibilität und die Hautdicke aus.
- Innovative Technologie zur Gewinnung von Hyaluronsäure. Es werden keine organisch integrierten Lösemittel angewendet und das Reinigungsverfahren ist sehr effizient.

### Vorteile:

- Nicht-toxisches, biokompatibles Produkt
- Geringeres Risiko einer Immunreaktion
- Erhöhung der Flexibilität, Hydratation, Dichte und Festigkeit der Haut
- Steigerung der Widerstandskraft der Haut
- Anstieg von Kollagen und Fibroblasten
- Langsamere biologischer Abbau der Hyaluronsäure, durch Zugabe von CAHA



Konzentration

HA 18 mg/ml 1ml, nicht vernetzt



Spritze

1 x 5ml Spritze oder  
2 x 1ml Spritze



Enthält

Glyzin und L-Prolin



Indikation

Erste Anzeichen des Alters, kleine mimische Falten, periorbitale Zone, Korrektur der Lippen, Revitalisierung der Hände.



---

---

# Rheology

---

---

## ORGANIC RHEOLOGY Bio Active Filler

Die neue Produktlinie Neuvia Organic Rheology verwendet die im Wasser enthaltenen, biologisch aktiven Substanzen - Aminosäuren, Nährstoffe und Zellen, welche zur Aufrechterhaltung des richtigen PH-Wertes der Haut dienen. Als zelluläre Stimulanzen werden diese eingearbeitet, um Kollagen zu erhalten. Aufgrund des niedrigen Molekulargewichts, werden diese unmittelbar in das Cytoplasma der Zelle aufgenommen und in ihrer Gesamtheit assimiliert. Die Organic Rheology Produkte wurden für Menschen mit ersten Anzeichen des Alterns entwickelt. Es enthält 22mg/ml Hyaluronsäure aus Bacillus subtilis und wird aus einem vernetzten Polymer PEG abgeleitet. Neben Hyaluronsäure umfasst es auch die Aminosäuren Glycin und L-Prolin, welches wichtige Bestandteile von Kollagen sind.

### Eigenschaften:

- Natürliche Korrektur von oberflächlichen und mäßig ausgeprägten Falten
- Kollagenstimulierung
- Deutliche Verbesserung der Hautqualität
- Ultrasicher durch Bacillus Subtilis und PEG-Vernetzung

### Vorteile:

- Natürliche Korrektur von oberflächlichen und moderaten Falten
- Kollagen-Stimulation
- Sichtbare Ergebnisse bei der Hautqualität
- Enthält Glycin und L-Prolin



Konzentration

HA 22 mg/ml 1ml, PEG-Vernetzung



Spritze

1 x 1ml



Enthält

Aminosäuren: Glyzin und L-Prolin



Indikation

Erste Anzeichen des Alters, kleine mimische Falten, periorbitale Zone, Korrektur der Lippen, Revitalisierung der Hände.

